



FICHA TECNICA FERULA NASAL DOYLE

DESCRIPCION

- Férula nasal interna de silicona con vía aérea.
- Orificio en la parte anterior que permite pasar un punto de sutura para estabilizar el tabique nasal.

INDICACIONES DE USO

- CIRUGIA NASAL
 - Rinoplastia
 - Rinoseptoplastia
 - Septo plastia

BENEFICIOS

- Estabiliza el tabique nasal
- Permite la ventilación y respiración post cirugía nasal

MARCA : INVOTEC

PROCEDENCIA : Estados Unidos

FABRICACION : Estados Unidos

METODO ESTERILIZACION : Oxido de Etileno

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION
20-1050	Férula Nasal Doyle	5 Pares / Caja